

Konfiguration der Ampelanzeige

mySpiroSense®

▶ **Hinweis: Bitte legen Sie den Ampelparameter, den Ampelerwartungswert und optional die Ampelschwellwerte für Ihren Patienten fest.**

1. Schritt: Ampelparameter auswählen (bitte nur einen Wert ankreuzen):

Der Lungenfunktionsparameter, für den die Ampel angezeigt werden soll (es werden alle Parameter gemessen, allerdings ist die Ampelanzeige nur für einen Parameter möglich).

- PEF FEV₁ FVC
 FEV_{0,75} FEV_{0,5} FEV₁/FVC FEF₇₅ FEF₂₅₋₇₅ FEF₅₀


2. Schritt: Ampelerwartungswert definieren:

Bitte geben Sie den Ampelerwartungswert des Patienten für den in Schritt 1 ausgewählten Ampelparameter an. Üblicherweise ist der Ampelerwartungswert der Bestwert des Patienten und dient somit als Basis für die Ampelanzeige. Bitte geben Sie den Wert als absolute Zahl an (z.B. 3,5 L/min).

◀ Bitte Wert eintragen

3. Schritt: Ampelschwellwerte festlegen (optional):

Anhand der Schwellwerte (Prozentwerte; der festgelegte Ampelerwartungswert ist 100 %) legen Sie fest, ab wann dem Patienten eine rote, gelbe oder grüne Ampel angezeigt wird:



Praxisstempel

.....
Datum

.....
Unterschrift Arzt