




mySpiroSense®

Verordnung und Konfiguration



Konfiguration der Ampelanzeige

mySpiroSense®

▶ **Hinweis: Bitte legen Sie den Ampelparameter, den Ampelerwartungswert und optional die Ampelschwellwerte für Ihren Patienten fest.**

1. Schritt: Ampelparameter auswählen (bitte nur einen Wert ankreuzen):

Der Lungenfunktionsparameter, für den die Ampel angezeigt werden soll (es werden alle Parameter gemessen, allerdings ist die Ampelanzeige nur für einen Parameter möglich).

- PEF FEV₁ FVC
 FEV_{0,75} FEV_{0,5} FEV₁/FVC FEF₇₅ FEF₂₅₋₇₅ FEF₅₀


2. Schritt: Ampelerwartungswert definieren:

Bitte geben Sie den Ampelerwartungswert des Patienten für den in Schritt 1 ausgewählten Ampelparameter an. Üblicherweise ist der Ampelerwartungswert der Bestwert des Patienten und dient somit als Basis für die Ampelanzeige. Bitte geben Sie den Wert als absolute Zahl an (z.B. 3,5 L/min).

◀ Bitte Wert eintragen

3. Schritt: Ampelschwellwerte festlegen (optional):

Anhand der Schwellwerte (Prozentwerte; der festgelegte Ampelerwartungswert ist 100 %) legen Sie fest, ab wann dem Patienten eine rote, gelbe oder grüne Ampel angezeigt wird:



Praxisstempel

.....
Datum

.....
Unterschrift Arzt

Das mobile Spirometer für Ihre Patienten

Sie können den mySpiroSense Ihren Patienten als Hilfsmittel für die regelmäßige Spirometrie zu Hause verordnen (**Hilfsmittelnummer: 21.24.01.1007**).

Als Hilfsmittel belastet der mySpiroSense Ihr Arzneimittelbudget nicht.

Verordnung und Konfiguration auf einen Blick:

1. Konfigurieren Sie die Ampelanzeige für Ihren Patienten anhand dieses Konfigurationsbogens und bestätigen Sie die Angaben mit Praxisstempel, Datum und Unterschrift.
2. Füllen Sie das (kassenärztliche oder private) Rezept formal richtig aus:
mySpiroSense // HM-Nr.: 21.24.01.1007 // Diagnose // ggf. Medizinische Begründung.
3. Geben Sie das Originalrezept, diesen ausgefüllten Konfigurationsbogen und den Rücksendeumschlag Ihrem Patienten. Informieren Sie bitte den Patienten, dass er sich mit INQUA in Verbindung setzen soll.
4. INQUA übernimmt die Abwicklung mit der gesetzlichen Krankenkasse oder hält Rücksprache mit Ihrem Privatpatienten. Sobald die Kostenübernahme geklärt ist, erhält Ihr Patient seinen konfigurierten mySpiroSense.

Sie haben Fragen zur Verordnung von mySpiroSense?

Wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren Servicepartner INQUA:

INQUA GmbH

Moosdorfstraße 1

82229 Seefeld

Telefon: +49 (0)8152 993 40

E-Mail: info@inqua.de

